

Kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ (FISH)



Ưu điểm

- Có thể thực hiện được trên metaphase, hay interphase.
- Xác định nhanh bất thường nghi ngờ
- Hỗ trợ khi kỹ thuật NST đồ không thành công hoặc trường hợp thể khảm.
- Thời gian trả kết quả nhanh (trong vòng 24 giờ).

Nhược điểm

- Không phát hiện được bất thường đi kèm (nếu có).
- Cần trang bị kính hiển vi huỳnh quang
- Chi phí XN khá cao.

28

Ưu:

- Làm được trên mẫu được nuôi cấy hay ko được nuôi cấy,
- sau đó đọc hết slide (lưu ý chỗ nếu không đủ thời gian quan sát hết thể khảm khi làm NST đồ thì làm FISH được)

Nhược:

- Nghi gì làm đó chứ 1 lần ko biết hết được